

## D-环丝氨酸使用说明书

**【货号】** P-15B

**【用途】** 用于产气荚膜梭菌的平板计数。（GB、ISO、FDA BAM 标准）

**【规格】** 0.04g/支×5

**【成分】**

D-环丝氨酸

**【用法】**

每 100mL CM138 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础（TSC）基础中无菌加入 P-15B D-环丝氨酸一支，混匀后倾注平板。

**【保存】**

2°C-8°C避光保存 2 年。

**【产品资料下载】**

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>,

在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。