

头孢哌酮使用说明书

【货号】 P-49

【用途】

- 1、用于弯曲菌的选择性分离。（GB 标准）
- 2、用于弯曲杆菌的选择性分离培养。

【规格】 3.2mg/支×5

【成分】

头孢哌酮

【用法】

- 1、每 100mL CM183 改良 CCDA 基础加入 P-49 头孢哌酮及 P-48 两性霉素 B 各 1 支；混匀后倾注平板备用。
- 2、每 200mL CM185 Campy-Cefex 琼脂基础中无菌加入 P-16D 放线菌酮一支、P-49 头孢哌酮两支和冻融马血 10mL，混匀后倾注平板备用。

【保存】

2°C-8°C避光保存 2 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。