

BCSA/BCCSA 选择性添加剂使用说明书

【货号】 P-121

【用途】

用于配置洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂 (BCSA) 或洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基 (BCCSA)。

【规格】 5 支/盒

【成分】

庆大霉素 1mg, 万古霉素 0.25mg, 多粘菌素 B 6 万 U

【用法】

无菌加入一支 P-121 BCSA/BCCSA 选择性添加剂至 100mL 高压灭菌后冷却至 50°C 左右的 CP857 洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂基础中或 CP858 洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基 (BCCSA) 基础中, 混合均匀后制成洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂 (BCSA) 或洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基 (BCCSA)。

【保存】

2-8°C 避光保存一年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面, 输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的, 不用于临床诊断或治疗。